

TECHNISCHES DATENBLATT

58100 | 58112 // PROTECTASEPT

Typ:	Desinfektionstücher, gebrauchsfertig, Lemon
Grösse:	13 x 20 cm
Verpackungseinheit:	1.200 Stück (12 Dosen / Nachfüllpacks à 100 Stück)



ARTIKEL	GEBINDE	VERPACKUNGSEINHEIT
58100	Dose	12 Dosen
58112	Nachfüllpack	12 Nachfüllpacks

Beschreibung

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur universellen Desinfektion von alkoholverträglichen Flächen, Duftnote: Lemon, IHO-gelistet, Tuchgröße 12 x 20 cm, Dose / Beutel à 100 Tücher aus PP/VIS Mischmaterial, getränkt mit Wischdesinfektion, gebrauchsfertig, Wirksamkeit nach EN 16615

Eigenschaften

Gebrauchsfertige alkoholische Tücher - ausgesuchte fuselfreie Vliesqualitäten für sehr gute mikrobiologische Werte im EN16615 Test-Verfahren mit verfestigten Fasern, extrem breites Wirkungsspektrum für höchste Anforderungen innerhalb von 2 Minuten bei hoher Belastung, praktische und einfache Anwendung und Entnahme aus der Spenderbox, „Ein Hand Entnahme“ durch spezielle Blatt-Perforation mit großem und vorgezupftem Rollkern, praktische Bedruckung für maximale regulatorische Sicherheit bei minimaler Dokumentation, hohe Standzeit in Spenderbox (begutachtet), verdunstet schnell und hinterlässt keine Rückstände, Zulassung als Biozid und Medizinprodukt (dual use)

Präparate-Typ

Gebrauchsfertige, vorgetränkte Tücher zur schnellen Desinfektion von medizinischem Inventar sowie von patientennahen und hygienisch kritischen Bereichen. In der praktischen Spenderdose sind sie einzeln entnehmbar und schnell einsatzbereit.

Anwendungsbereiche

Gemäß MPG: Alkoholische Feuchttücher zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten. Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung: Alkoholische Feuchttücher zur schnellen Desinfektion von alkoholbeständigen Flächen.

Zusammensetzung

In 100g Tränkflüssigkeit sind enthalten: 43,0g Ethanol; 8,0g 1-Propanol; 0,055g Didecyldimethyl-ammoniumchlorid

Kreissparkasse Köln
IBAN: DE49 3705 0299 0127 2721 64
BIC: COKSDE33XXX

Sparkasse Köln/Bonn
IBAN: DE32 3705 0198 1933 3245 90
BIC: COLSDE33XXX

HypoVereinsbank
IBAN: DE63 3702 0090 0027 7497 39
BIC: HYVEDEMM429

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter www.nitras.de oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at www.nitras.de or on request).

MCD Medical Care Dental GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 7 | 50181 Bedburg | Germany | Geschäftsführer / Managing Director: Maria Baric, Markus Seiler | HRB 83971 | Gerichtsstand Köln | USt-IdNr.: DE299692222

+49 2272 401 111

info@nitras-medical.com

www.nitras-medical.com

Präparate-Typ

Flächen und Gegenstände bis zur völligen Benetzung abwischen und das Desinfektionsmittel einwirken lassen. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit einem Einmaltuch nachwischen. Nur zur Anwendung auf alkoholverträglichen Materialien geeignet (für Acrylglas ungeeignet). Die mikrobiologischen Anforderungen an die Qualität des Spülwassers sind mindestens Trinkwasserqualität.

Einwirkzeiten

Einwirkzeiten für Tuch-Wischsysteme:

Bakterien und *Candida albicans* nach EN 16615 mit hoher Belastung: Konz. 2 min.

Bezogen auf die Tränkflüssigkeit:

Bakterien nach EN 13727 und EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1min.

Candida albicans nach EN 13624 und EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1min.

TbB-Inaktivierung nach EN 14348 (*M.terrae*) mit hoher Belastung: Konz. 1min.

Behüllte Viren gemäß DVV/2012 im Flächentest mit hoher Belastung: Konz. 1min.

Adeno-Viren nach EN 14476 mit hoher Belastung: Konz. 1min.

Noro-Viren nach EN 14476 mit hoher Belastung: Konz. 1min.

Rota-Viren nach EN 14476 mit hoher Belastung: Konz. 1min

Zusätzliche Angaben zum Wirkungsspektrum

Bakterizid (inkl. MRSA), Levurozid (*Candida albicans*), Tuberkulozid (*M. terrae*), "begrenzt viruzid PLUS" (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV) und unbehüllten Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren

Sicherheitshinweise

H 228 Entzündbarer Feststoff. Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.

**GEFAHR**

Vertrieb

Vertrieb gemäß Biozidprodukterichtlinie nur in Deutschland und Slowenien

Kreissparkasse Köln

IBAN: DE49 3705 0299 0127 2721 64
BIC: COKSDE33XXX

Sparkasse Köln/Bonn

IBAN: DE32 3705 0198 1933 3245 90
BIC: COLSDE33XXX

HypoVereinsbank

IBAN: DE63 3702 0090 0027 7497 39
BIC: HYVEDEMM429

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter www.nitras.de oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at www.nitras.de or on request).

MCD Medical Care Dental GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 7 | 50181 Bedburg | Germany | Geschäftsführer / Managing Director: Maria Baric, Markus Seiler | HRB 83971 | Gerichtsstand Köln | USt.-IdNr.: DE299692222

+49 2272 401 111

info@nitras-medical.com

www.nitras-medical.com